

**DESTILAX LAB
ÁGUA DESTILADA
AD-02****CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:**

Aspecto Físico (25°C)	Líquido
Aspecto Líquido	Sem cor
Solubilidade em água 100%	Solúvel
Odor	Sem odor
pH(puro):	5,5 – 7,5
Inflamabilidade	Não Inflamável
Corrosividade	Não Corrosivo
Validade do produto	24 meses

DESCRIÇÃO/APLICAÇÃO:

Produto indicado para uso em autoclave, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de vidrarias e instrumentos de laboratório, e demais aplicações onde se necessite de água pura e isenta de químicos, minerais e sais solúveis. Não causa danos ao Autoclave aumentando sua vida útil. Produto não estéril. Não deve ser usado como veículo para uso em medicamentos. Dispensado de registro pela finalidade e uso a que se destina. Para uso em autoclaves, enxágue de vidrarias e instrumentos de laboratório.

DILUIÇÃO:

Usar o produto puro

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar puro, diretamente nas superfícies a serem limpas, se necessário use com auxílio de um pano limpo.

ESTOQUE E MANUSEIO:

Conservar o produto em sua embalagem original, fechada, em local fresco e ao abrigo da luz.

Este produto não requer cuidados especiais de manuseio, por tratar-se de água purificada. Maiores detalhes e informações poderão ser obtidos na Ficha de Informação de Segurança do Produto – FISPQ

EMBALAGENS:

Bombonas de 5 LITROS

Responsável técnico: Natascha Braga Araújo CRQ: 14200544